


Produktinformationen

DermaCare® Komresse einzeln 10 x 10 cm

Komresse, steril in Peelpackung.

DermaCare® - die schonende Wundversorgung. Viskose-Vlies, besonders weich und geschmeidig, enorm hohe Saugfähigkeit von 2.000 g/m². Beidseitig hydrophiles PP-Antihaftvlies, absolut glatte Oberfläche, haftet nicht an der Wunde. Hautschonend, atmungsaktiv, patientenfreundlich, keine Reizerscheinungen, keine überempfindlichen Reaktionen. Physiologisch unbedenklich, ohne chemische Bindemittel und optische Aufheller. EO-sterilisiert, in Peelpackung, Farbcode gelb.



Artikel-Nr.	1003105
GTIN	4250108806875
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	160
Breite in mm	145
Tiefe in mm	2
Gewicht in kg	0,004
Norm	
Farbe	orange / weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040204
Basis UDI	42501088002HN
UDI-DI	04250108806875
UN-Nr.	
O2 in Liter	0