

Produktinformationen

aluderm®-aluplast stabil Strips 1,9 x 7,2 cm 10 Stück

aluderm®-aluplast Strips. Pflaster jeweils einzeln eingeschiegelt.

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundaufgabe und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.

aluderm®-aluplast stabil: Trägermaterial transparente PE-Folie, sehr widerstandsfähig, wasserfest, für starke Beanspruchungen auch durch Feuchtigkeit und Schmutz geeignet. Die verwendete Polyacrylat-Klebmasse wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert.

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingeschiegelt. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.



Artikel-Nr.	1009155
GTIN	4250108809173
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,006
Norm	DIN 13019
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M04010102
Basis UDI	42501088108J7
UDI-DI	04250108809173
UN-Nr.	
O2 in Liter	0