

## Produktinformationen


### aluderm®-aluplast stabil Strips 1,9 x 7,2 cm 50 Stück

aluderm®-aluplast Pflaster-Strips, jeweils einzeln eingeschiegelt.

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.

aluderm®-aluplast stabil: Trägermaterial transparente PE-Folie, sehr widerstandsfähig, wasserfest, für starke Beanspruchungen auch durch Feuchtigkeit und Schmutz geeignet. Die verwendete Polyacrylat-Klebmasse wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert.

aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingeschiegelt. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.



Artikel-Nr.	1009156
GTIN	4250108808817
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,028
Norm	DIN 13019
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M04010102
Basis UDI	42501088108J7
UDI-DI	04250108808817
UN-Nr.	
O2 in Liter	0