

Produktinformationen

aluderm® Kinder-Ellenbogen- & Knieverband 8 cm

Knie und Ellenbogen sind beim Hinfallen immer besonders betroffen.

Der Knie- und Ellenbogenverband ist ein Spezialverband aus dehnbarem Mullschlauch mit innen angebrachter aluderm® Komresse. Er wird einfach wie ein leichter Strumpf über Bein oder Arm gestülpt und die Komresse auf die Wunde positioniert. Problemlose Wundüberwachung, einfacher Verbandwechsel.



Artikel-Nr.	1050141
GTIN	4250108821632
Zolltarif-Nr.	30059050
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,013
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I(s)
Biozid	nein
PSA	
PZN	00118670
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	M040202
Basis UDI	42501088001HL
UDI-DI	04250108821632
UN-Nr.	
O2 in Liter	0