

Produktinformationen

Anhängekarte für Verletzte Folie mit Farbcode

Anhängekarten für Verletzte.

Bedruckte Folienhülle mit Umhängeband, mit Kugelschreiber leicht beschriftbar, einliegendem Durchschreibesatz mit Suchdienstfunktion. Die Karte wird dem Patienten umgehängt und ermöglicht eine optimale Identifikation und Betreuung des Betroffenen bei Großschadensereignissen. Zustand und Zustandsveränderungen des Patienten können vom Rettungspersonal schnell erfasst und notwendige Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Transportpriorität kann durch unterschiedliche Farbkarten klar gekennzeichnet werden und ist auch aus größerer Distanz leicht erkennbar. Die durchgeschriebenen Suchdienstteile der Karte können zügig an die Kreis- und Landesauskunftsbehörden weitergeleitet werden, da das Folienoriginal beim Patienten verbleibt.



Artikel-Nr.	8001200
GTIN	4250108827351
Zolltarif-Nr.	49019900
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,034
Norm	
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0